



OCTORAL ENTDECKEN SIE DIE KRAFT DER FARBEN

Das Octobase Eco Plus-System wird um vier neue Toner erweitert. Das Update der Farbtonrezepturen in COINS beginnt am 5. April 2023.

W227 METALLIC BRIGHT ORANGE (HELLORANGE-METALLIC)



Produktbezeichnung	W227
Art.-Nr.	519283000
Inhalt	0,5 l
Pro Karton	3

Eine extrem Tiefe, orange Schattierung, wie sie in modernen Orange-Metallic-Finishes gebraucht wird. Beispiele sind Nissan EBG Orange Metallic und GM 437N Fusion Metallic.

W77 Metallic Bright Orange wird durch die Möglichkeiten des neuen Toners rationalisiert. Alle 400 Farbtonrezepturen die den W77 nutzen, werden auf den W227 umrezeptiert. Diese Optimierung ist kein 1:1-Ersatz. Bitte beachten Sie hierzu auch die angepassten Rezepturen in COINS.

W259 TRANSPARENT RED ORANGE (TRANSPARENTES ROT-ORANGE)



Produktbezeichnung	W259
Art.-Nr.	519255000
Inhalt	0,5 l
Pro Karton	3

Ein tief oranger Toner mit sehr intensiver Transparenz. Dieser Effekt kommt in gängigen Farbtonrezepturen wie dem Renault EQB zum Einsatz.

Der Toner lässt sich hervorragend mit Uni- und Effekttönen kombinieren, um ein klares und leuchtendes Finish zu erzielen – und wird aktuell in über 20 Rezepturen für Effektfarben verwendet.

BW78 SILVER CRYSTAL (SILBERKRISTALL)



Produktbezeichnung	BW78
Art.-Nr.	514107009
Inhalt	110 ml
Pro Karton	1

Eine silberbeschichtete Glasflocke für den Einsatz in dunklen Effekt- und Metallic-Farbtönen.

Die silberbeschichteten Partikel verstärken den Glitzereffekt und passen so perfekt zu den OEM-Farbtönen von Ford, Nissan und Volkswagen. BW78 Silver Crystal wird aktuell in 19 Farbtonrezepturen verwendet und ist in 110-ml-Gebinden erhältlich.

BW79 WHITE CRYSTAL (KRISTALLWEISS)



Produktbezeichnung	BW79
Art.-Nr.	514106009
Inhalt	110 ml
Pro Karton	1

Diese transparente „Glasflocke“ wird hauptsächlich in hellen Effektfarbtönen verwendet.

Die „Glasflocken“ erzeugen einen Glitzereffekt, wie er bei Farbtönen von Jaguar, Land Rover, Honda und Mitsubishi verwendet wird. BW79 White Crystal ist in 67 Farbtonrezepturen erhältlich und wird in einem 110-ml-Gebinde geliefert.

Weitere Informationen zum Octobase Eco Plus-System erhalten Sie von Ihrem zuständigen Octoral Vertriebsmitarbeiter oder auf www.octoral.com